

CAVILIGHT PLUS



**EL EQUIPO
NO INCLUYE EL MUEBLE**

CAVILIGHT PLUS



En la búsqueda de una figura esculpida y tonificada, ha surgido una tecnología de vanguardia para revolucionar el modelamiento y tratamiento corporal. CAVILIGHT PLUS, es la nueva tecnología que combina de manera revolucionaria potentes ondas de 40Khz, Tecnología de radiofrecuencia multipolar, ultrasonido y tecnología de vacío con RF bipolar. ¡Todo en un solo equipo!.

Este tratamiento no invasivo promete resultados notables en la reducción de grasa de hasta 5cms, permite la eliminación de celulitis y logra una efectiva reafirmación de la piel, así como la penetración efectiva de productos complementarios y modelamiento corporal aspecto que no se podía realizar antes gracias a la incorporación de la tecnología de ultrasonido en la misma máquina.

En conclusión, esta tecnología avanzada de escultura corporal ofrece una solución segura, eficiente y no invasiva para aquellos que buscan una reducción efectiva de grasa, eliminación de celulitis y reafirmación de la piel y mejorar los tratamientos complementarios con la adición de productos que mejoren los resultados. Su enfoque multifacético garantiza resultados notables sin necesidad de cirugía ni períodos prolongados de recuperación, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan lograr la figura deseada.



CAVILIGHT PLUS



CAVITACIÓN 40K

La fuerte cavitación se dirige directamente hacia la capa de grasa haciéndola vibrar rápidamente. De esta manera, golpea poderosamente las células grasas produciéndose una implosión de los adipocitos disolviéndose para convertirse en ácido graso libre que luego sea drenado por el sistema linfático.



VACCUM + RF

Produce un masaje de depresión controlada generando una importante movilización de cúmulos localizados, un efecto drenante y activación de la circulación local mejorando así la vitalidad de la piel.

En conjunto con el RF bipolar, a través de energía de radiofrecuencia, promueve la disolución de la grasa y activa metabolismo del cuerpo haciendo mas efectivo el drenaje de la grasa disuelta del organismo.



RF CUATRIPOLAR

Para mejillas/cuello/papada/brazos.

El aplicador RF de 4 polos combinan RF y pulsos magnéticos para elevar de manera homogénea la temperatura en toda el área de tratamiento. La distribución uniforme del calor significa una menor energía total, lo que aumenta la seguridad y elimina la necesidad de agentes refrescantes tópicos.



CAVILIGHT PLUS



RF MULTIPOLAR

Para piernas/brazos/caderas

La RF multipolar es un tipo de onda electromagnética que puede penetrar la dermis y el tejido subcutáneo a través de la capa de grasa, llevar calor a la piel profunda y luego acelerar la regeneración y reconstrucción del tejido profundo de la piel. La RF puede producir energía por impedancia de la piel, lo que puede hacer que la temperatura de la capa de grasa aumente en muy poco tiempo, y este calor también actuará sobre el colágeno de la capa de la dermis. El colágeno en la capa de la dermis se reducirá inmediatamente después del aumento de temperatura y generará la proliferación de nuevo colágeno, para lograr el efecto de tirar de la piel, mejorar la pigmentación, blanquear la piel y eliminar las arrugas.



RF TRIPOLAR (OPCIONAL)

Para ojos, cara, mejillas, barbilla y frente.

Un papel importante en los problemas de la piel, como patas de gallo, ojeras debajo de los ojos o hinchazón. El tratamiento con tecnología RF se está adoptando para estimular los puntos locales correspondientes, de modo tal que reestructure y regenere el colágeno del tejido subcutáneo, a fin de lograr una eficacia instantánea para tensar y fortalecer la piel.

CAVILIGHT PLUS



ULTRASONIDO

El ultrasonido permite una penetración mas profunda que la cavitación logrando así una efectividad hasta 5cm penetrando así en los tejidos más profundos de la piel, alcanzando las capas de grasa subcutánea. La energía ultrasónica se absorbe selectivamente por los adipocitos, generando calor que contribuye al proceso de emulsificación de las grasas. Como resultado, las células grasas experimentan cambios estructurales y liberan triglicéridos, que luego se eliminan del cuerpo a través del sistema linfático y el sistema circulatorio. El ultrasonido también permite la absorción rápida y profunda de cualquier producto de tratamiento para la piel.



CAVILIGHT PLUS



Especificaciones técnicas

Cavitation Head Frequency	40KHZ
Vacuum RF Head Frequency	1MHZ
Sixpolar RF Head Frequency	1MHZ
Body RF Head Frequency	1MHZ
Face RF Head Frequency	1MHZ
Ultrasound	1MHZ
Power	200W
Voltage	110AVC~240VAC
Working Temperature	10°~35°
G.W.	16KG
Meas	56*45*40CM