

# HIFU 7D



## • **VENTAJAS TÉCNICAS DE LA TECNOLOGÍA HIFU 7D:**

- 1.** Variedad de cartuchos de tratamiento: Según las diferentes profundidades de la piel, se pueden seleccionar distintos cartuchos que pueden utilizarse en diversas partes del cuerpo, como el rostro, el cuello, el pecho, los brazos (“alitas de murciélago”), glúteos, piernas, abdomen, entre otros.
- 2.** Efecto inmediato: Se puede apreciar un efecto de tensión y modelado inmediatamente después del tratamiento 7D. Un solo tratamiento puede durar al menos 18-24 meses, y se puede lograr un envejecimiento negativo de la piel con tan solo un tratamiento al año.
- 3.** Conmutación entre el modo de puntos automático y el modo de puntos manual.
- 4.** Control de la energía: La energía es controlable y los parámetros correspondientes se pueden ajustar según la profundidad de la piel, garantizando una operación más segura.
- 5.** Ultrasonido focalizado con selectividad: Puede enfocar la energía en áreas específicas, como la capa de grasa, la capa de fascia, la capa dérmica y la epidermis, lo que permite una operación precisa sin dañar los tejidos circundantes. La energía salta la epidermis durante el tratamiento, no dejando trauma en la superficie. Alto rendimiento en seguridad, garantizando a los clientes un proceso sin dolor y cómodo.
- 6.** Efecto térmico en el colágeno dérmico y las fibras de colágeno: También afecta a la capa de grasa y la capa de fascia (SMAS) con estimulación térmica, siendo su efecto terapéutico mucho mejor que el de otras tecnologías Thermage o Radiofrecuencia.
- 7.** Tratamiento Sin inyecciones, sin cirugía, seguro y no invasivo, se puede realizar sin interrupciones en la vida y el trabajo cotidianos.



## ● **ECOGRAFÍA VAGINAL:**

1. Adopción privada de tecnología de envolvente 360 grados: A través del control automático del ángulo de rotación, se asegura que múltiples disparos sean precisos, uniformemente distribuidos y efectivos.
2. Seguro y no invasivo: Estimulación no invasiva de la hiperplasia del colágeno y la fibra elástica profunda. La energía salta la capa de la mucosa durante el tratamiento, sin causar ningún daño, garantizando comodidad y ausencia de dolor para los clientes.
3. Una semana después del tratamiento vaginal, se puede reanudar la vida sexual normal sin afectaciones.
4. Alta seguridad: Es seguro y eficaz tras la aprobación técnica de alto nivel y ensayos clínicos, y no tendrá ningún impacto en el parto natural.

## ● **AMPLIA GAMA DE TRATAMIENTOS:**

### **7D es adecuado para:**

1. Personas con piel arrugada: Suaviza las arrugas, reduce las líneas de la frente, los surcos nasolabiales y las líneas de la boca, disminuye las líneas del cuello y previene el envejecimiento del mismo.
2. Personas con rostros envejecidos, caídos y flácidos: Levanta los tejidos flácidos y tensa la piel, restaurando la elasticidad de la piel y remodelando las líneas de contorno juveniles.
3. Personas con mandíbulas sueltas, músculos maseteros hipertrofiados y papadas: Levanta y tensa las áreas flojas, elimina el exceso de grasa, adelgaza los músculos maseteros, elimina las papadas, suaviza las líneas y remodela un rostro firme y tridimensional en forma de "V".
4. Grasa en el abdomen, piernas y brazos, senos y glúteos flácidos, abdomen flácido después del parto y la pérdida de peso.
5. Personas que han perdido la forma: Disuelve la grasa mientras repara la elasticidad de la piel, elimina el exceso de grasa, levanta y tensa la piel, da forma al cuerpo y reproduce curvas perfectas.

### **El tratamiento vaginal se aplica a:**

1. Relajación vaginal causada por el parto, abortos frecuentes, etc.; disminución de la sensibilidad, sequedad vaginal, incontinencia urinaria por estrés y otros síntomas; mejora de la relajación vaginal, aumento de la secreción de moco y eliminación de la sequedad.
2. Prevención del envejecimiento vaginal, restauración de la humedad y firmeza vaginal, y aumento de la lubricación y sensibilidad vaginal.

# HIFU 7D



## LISTA DE COMPONENTES:

NOMBRE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
EQUIPO	1	15.6 inch screen
Cabezal 7D	1	
Cabezal Ginecológico	1	
Cartuchos 7D	7	DL1.5, DL3.0, DL4.5, MF2.0, MF6.0, MF9.0, MF13
Cartuchos Ginecológico	2	DL3.0, DL4.5

## TRATAMIENTOS POR CARTUCHO:

NOMBRE	TRATAMIENTO
DL1.5	Cuello/Papada/Mandíbula/Mejillas/Frente
DL3.0	Cuello/Papada/Mandíbula/Mejillas
DL4.5	Cuello/Papada/Mandíbula/Mejillas
MF2.0	Cuello/Papada/Mandíbula/Mejillas
MF6.0	Vientre/Brazos/Espalda/Pecho/Piernas
MF9.0	Vientre/Brazos/Espalda/Pecho/Piernas
MF13	Vientre/Brazos/Espalda/Pecho/Piernas