

SLIM ICE 360



SLIM ICE 360



SLIM ICE 360: LA REVOLUCIÓN EN REDUCCIÓN DE GRASA

¿Tiene pacientes que están cansados de luchar contra los incómodos depósitos de grasa que parecen resistirse a todos sus esfuerzos? ¡No busques más! La criolipólisis, el tratamiento líder en reducción de grasa no invasivo, le permitirá incrementar sus ingresos, brindar resultados efectivos y lograr la satisfacción, recomendación y recurrencia de sus pacientes a su centro estético.

¿POR QUÉ LA CRIOLIPÓLISIS ES LA ELECCIÓN INTELIGENTE?

1. Efectividad Probada:

La criolipólisis es respaldada por años de investigaciones y miles de pacientes satisfechos en todo el mundo. Este innovador procedimiento aprobado por la FDA de EEUU desde el año 2010, se basa en la ciencia utilizando temperaturas frías controladas para eliminar selectivamente las células de grasa sin dañar los tejidos circundantes.

2. Resultados Duraderos:

A diferencia de las dietas y los ejercicios que a menudo generan resultados temporales, la criolipólisis ofrece una reducción de grasa de larga duración. Despidete de esos rollitos persistentes de una vez por todas.

3. Sin Cirugía, Sin Dolor, Sin Tiempo de Recuperación:

La criolipólisis es una alternativa sin cirugía que no requiere anestesia ni incisiones. Puedes volver a tus actividades normales de inmediato, sin molestias ni tiempo de recuperación.

4. Apto para Cualquier Tipo de Cuerpo:

Independientemente de tu tipo de cuerpo o área problemática, la criolipólisis puede adaptarse a tus necesidades específicas. Trata abdomen, flancos, muslos, brazos y más.

5. Experiencia Profesional:

Nuestro equipo de especialistas altamente capacitados y certificados en criolipólisis le ayudará a escoger la mejor tecnología para brindar un tratamiento seguro y efectivo. Trabajamos con equipos de última generación para garantizar la máxima comodidad y resultados óptimos.

6. Estilo de Vida Moderno:

En un mundo donde el tiempo es un recurso valioso, la criolipólisis se destaca por su eficiencia.

SLIM ICE 360



¡TÚ TRANSFORMACIÓN COMIENZA HOY!

Imagina un futuro en el que tus clientes se sientan seguros y orgullosos de su cuerpo. Con la criolipólisis, este futuro está al alcance. No pierdas más tiempo luchando contra la grasa obstinada con otras tecnologías. Contáctanos hoy mismo para poder adquirir su SLIM ICE 360 y dar el primer paso hacia una versión más delgada y segura de sus pacientes.

Descubra la revolución en la reducción de grasa que está transformando vidas en todo el mundo. La criolipólisis es el camino hacia un cuerpo más esbelto y una confianza inquebrantable ¡Aprovecha esta oportunidad y empieza a incrementar tus ingresos con la mejor rentabilidad en tratamientos corporales no invasivos!

La nueva SLIM ICE 360 es la evolución de nuestro equipo más vendido CRIO 360 ya que cuenta con 4 manipuladores que pueden trabajar de manera conjunta. Asimismo cuenta con un poderoso sistema de refrigeración y la mejor bomba de vacío del mercado logrando tratamientos con resultados impresionantes. ¡No espere más y contacte con nosotros!



NOTA: La criolipólisis es una tecnología que se utiliza para reducir la grasa localizada mediante la aplicación de frío controlado en áreas específicas del cuerpo. Fue aprobada en Setiembre del 2010 por la FDA de EEUU para la realización de tratamientos seguros y comprobados para la reducción y eliminación de grasa del cuerpo.

SLIM ICE 360



PARÁMETROS TÉCNICOS:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Pantalla	Touch Color 8"
Voltaje	220V/50Hz
Potencia	1200W
Sistema de Frio	Agua Destilada
Vacuum	0-86kpa
Flujo de Agua	60 L/min
Temperatura de frío	-15C
Medidas de Cabezales Big	20x8.5cm 21x9cm 22x10cm 23x10.5cm
Medidas cabezales Medium	13x6cm 14x7cm 16x8cm 17x9cm
Cabezal de papada	8x4cm
Tecnología Cabezal	360 grados

SLIM ICE 360



LISTA DE MATERIALES:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Equipo central	1 pza
Soporte Manipulo	1 juego
Manipulos centrales	4 pza
Manipulo papada	1 pza
Filtro Vaccum	4 pcs
Embudo	1 pza