

360 CRIOSCULPT



360 CRIOSCULPT

Especificaciones del equipo

MODELO	360 CRIOSCULPT
POTENCIA	1500 W
TECNOLOGIAS	360 CRIOLIPOLISIS + VACCUM
BRAZOS	4 BRAZOS
CABEZALES	PLUS: 145*135*50mm CABEZAL I: 200*50*70mm CABEZAL II: 150*45*50mm CABEZAL III: 120*45*50mm MINI: 65*20*20mm
ENFRIAMIENTO	0C A 15C
PRESION VACCUM	NIVEL 1 A 10 AJUSTABLE
PANTALLA	15.6" LCD TOUCH SCREEN
DIMENSIONES	580*400*1220mm
PESO NETO	35 KG





360 CRIOSCULPT



¡FRÍO QUE DESAPARECE LA GRASA!



- *Crio Escultura basada en frío 360°*
- *20% mayor fuerza de succión*
- *4 cabezales que trabajan al mismo tiempo*
- *5 cabezas para tratamientos especializados*
- *97% de satisfacción de pacientes promedio*
- *Tecnología que tiene más de 15 años*
- *Presencia en 115 países*
- *Tratamiento Científicamente Probado*



18.1%
More Effective Result

Técnicas que crean belleza:

La Crio Escultura de 360° basada en frío, es superior al método convencional de enfriamiento por dos lados debido a que incrementa la eficiencia en hasta 50%. Permitiendo distribuir el frío en el interior del cabezal brindando como resultado la remoción de grasa de manera más efectiva.

360 CRIOSCULPT



Una solución total para la remodelación de grasa

La 360 CRIOSCULPT es un sistema de criolipólisis seguro y efectivo para los tratamientos de remoción de grasa para una amplia zona del cuerpo, incluyendo:

- Papada
- Parte superior del brazo
- Muslos
- Abdomen
- Espalda
- Cintura
- Piernas

5 cabezales incluidos

Los cabezales de la 360 CRIOSCULPT son diseñados a la perfección y son intercambiables para lograr comodidad a una gran variedad de zonas del cuerpo. Cada cabezal ayuda a lograr una variedad de tratamientos personalizables que reducen de manera efectiva las células de grasa para una experiencia de modelamiento corporal de última tecnología.

Cabezal PLUS

Muslo Interno
Muslo Externo
Glúteos



Cabezal I

Abdomen



Cabezal II

Cintura
Glúteos
Cintura



Cabezal III

Abdomen
Brazos
Muslos



Cabezal MINI

Papada



360 CRIOSCULPT



Ventajas:

1. TECNOLOGIA 360 CRIOSCULPT

La tecnología de crio escultura de la 360 CRIOSCULPT es superior a la tecnología tradicional de dos placas hasta en un 50%

2. CABEZALES DE SILICONA APROBADOS POR LA FDA

Los cabezales de silicona suave han sido aprobados por la FDA de EEUU siendo mas seguras y eficientes para los pacientes evitando crear hielo.

3. CUATRO CABEZALES QUE TRABAJAN JUNTOS

La tecnología de la 360 CRIOSCULPT permite reducir al 50% el tiempo de los tratamientos


4. CINCO CABEZALES INTERCAMBIABLES

5 cabezales intercambiables para diferentes tipos de contornos corporales. Cada cabezal es independiente y puede ser intercambiado libremente.

5. PANTALLA DE 15.6"

Una hermosa pantalla de 15.6" con idioma multi-lenguaje que permite ser utilizada por cualquier persona en el mundo de manera sencilla y rápida.

1



2



3



4



5



360 CRIOSCULPT

Cabezales para todas las necesidades

