

# LEXUS PICO





# LEXUS PICO



## PICO LASER + DPL + RF: La sinergia perfecta para resultados excepcionales.

Nuestra innovadora plataforma híbrida combina las tres tecnologías más avanzadas en medicina estética: Luz Pulsada Intensa (DPL), Láser Picosegundo y Radiofrecuencia (RF), para ofrecerte tratamientos personalizados y altamente efectivos para una piel radiante y saludable.

### Beneficios comprobados:

- **Reducción de manchas y arrugas:** La DPL y el Láser Picosegundo trabajan juntos para eliminar manchas de la edad, pecas, melasma y líneas finas, revelando una piel más uniforme y luminosa.
- **Tensado y rejuvenecimiento:** La Radiofrecuencia estimula la producción de colágeno y elastina, reafirmando la piel y combatiendo la flacidez para un rostro más joven y definido.
- **Textura mejorada:** La DPL y el Láser Picosegundo refinan la textura de la piel, minimizando poros dilatados y cicatrices, para una piel suave y tersa.

### ¿Por qué elegir nuestra plataforma híbrida?

- **Resultados superiores:** La combinación de las tres tecnologías ofrece resultados más completos y duraderos que los tratamientos individuales.
- **Mayor precisión:** El Láser Picosegundo permite un tratamiento preciso y controlado, minimizando el riesgo de efectos secundarios.
- **Versatilidad:** Nuestra plataforma es adecuada para todo tipo de piel y ofrece una amplia gama de tratamientos para abordar diferentes necesidades.”



# LEXUS PICO



## Pico Laser:

- ▶ Láser para eliminación de tatuajes
- ▶ Tratamiento lesiones pigmentarias
- ▶ Carbón Láser
- ▶ Rejuvenecimiento.



## DPL

- ▶ Uso Ancho de Banda Narrow(DPL) sólo 100nm por filtro
- ▶ Varias Mejoras significativas versus IPL como:
- ▶ Más de 2-5 veces la vida útil.
- ▶ 3 veces más eficiente en el uso de la energía.
- ▶ 2-3 veces mejora en los tratamientos.
- ▶ Comfort superior
- ▶ El índice de aclaración es más del 90%. Baja energía total, el comfort es significativamente más alto que el IPL.
- ▶ Depilación
- ▶ Rejuvenecimiento de la Piel,
- ▶ Remoción de Pigmentación
- ▶ Aclaramiento piel
- ▶ Eliminación de arrugas
- ▶ Tightening de piel
- ▶ Tratamiento Acné
- ▶ Remoción arañas Vasculares



## Radiofrecuencia

- ▶ Tightening Facial
- ▶ Remoción arrugas
- ▶ Lifting facial
- ▶ Remoción de bolsas en los ojos





# LEXUS PICO



## Componentes para diferentes tratamientos:

1. Pico Laser: 3 cabezales (532nm, 1064nm, Carbon Peel) Opcional: (Fraccional)
2. DPL: 6 filtros DPL
3. Cold RF: 3 cabezales (small, medium, large)



1



2



3

## Ventajas:

- **Plataforma híbrida:** 3 tecnologías principales para múltiples tratamientos.
- **6 Filtros:** Filtros de SHR diferentes para diferentes tratamientos.
- **Cabeza de Cold RF:** Cabeza de radiofrecuencia con alto nivel de comfort.



# LEXUS PICO



## Especificaciones técnicas

<b>Model</b>	<b>Lexus Pico</b>
<b>DPL</b>	
DPL wavelengths	430nm; 480nm; 530nm; 560nm; 640nm; 690nm
Input power	1800W
Spot Size	16*50mm
Energy Density	10-60J/cm <sup>2</sup>
<b>PICO LASER</b>	
Pico Wavelength	1064nm, 532nm, 1320nm (opcional)
Energy	300J/cm <sup>2</sup> - 2000J/cm <sup>2</sup>
Power	1000W
Pulse width	2000ps
Frequency	1-10Hz
<b>RF</b>	
RF frequency	5Mhz
RF energy	1-50J/cm <sup>2</sup>
Power	1000W