

HYDRA FACIAL PLUS



HYDRA FACIAL PLUS



Introducción:

Dispositivo Facial de tecnología avanzada para el cuidado y rejuvenecimiento facial, ideal para clínicas, spas y centros de estética. Combina análisis computarizado de la piel con tratamientos personalizados para obtener resultados excepcionales.

Características Principales:

- **Tecnología no invasiva:** Ofrece tratamientos efectivos y seguros para todo tipo de piel.
- **Interfaz de usuario avanzada:** Permite la selección rápida de programas preconfigurados y ajustes manuales.
- **Diseño ergonómico:** Facilita el manejo de los manípulos y el trabajo continuo.
- **Diagnóstico computarizado:** Diagnóstico computarizado de la piel con opción de recomendación de productos.
- **Diagnóstico con IA:** De manera opcional puede acceder al diagnóstico de hasta 14 parámetros de la piel utilizando Inteligencia Artificial
- **Aumente sus ventas:** El diagnóstico le permite vender productos, rutinas skin care (IA) y hasta tratamientos complementarios para mejorar la piel de sus pacientes (IA)
- **Fidelice a sus pacientes:** Cree fidelización de sus pacientes con la elaboración de planes de tratamiento de la piel y no solamente limpieza, reposición de productos, evaluación de mejoras, citas complementarias con otras aparatologías recomendadas por la IA.
- **Diferenciación de la competencia:** Deje atrás a centros estéticos que solo realizan limpieza facial y pase al siguiente nivel del tratamiento facial de sus pacientes.



HYDRA FACIAL PLUS



Manípulos del nuevo HYDRA FACIAL PLUS




Manípulo de Dermoscopio

- Función: Analiza la piel en detalle, proporcionando información visual sobre su estado y necesidades específicas.
- Beneficios:
 - Diagnóstico preciso de problemas como manchas, poros dilatados y niveles de hidratación.
 - Personalización total de los tratamientos según el tipo de piel.
 - Mejora la confianza del cliente al mostrar avances en cada sesión.

Manípulo de Spray Pulverizador

- Función: Aplica una fina neblina de productos hidratantes o calmantes sobre la piel.
- Beneficios:
 - Refresca e hidrata la piel de manera uniforme.
 - Calma la piel después de tratamientos como exfoliación o extracción.
 - Proporciona una sensación de frescura inmediata, ideal para finalizar el tratamiento.



Manípulo Vibrador Facial

- Función: Proporciona una suave vibración para masajear la piel y mejorar su apariencia.
- Beneficios:
 - Relaja los músculos faciales y reduce la tensión.
 - Mejora la circulación sanguínea para un rostro más radiante.
 - Complementa otros tratamientos, potenciando sus resultados.

Manípulo de Paleta Ultrasónica

- Función: Emite ondas ultrasónicas que ayudan a eliminar impurezas y mejoran la penetración de productos.
- Beneficios:
 - Remueve células muertas de manera no invasiva.
 - Estimula la regeneración celular.
 - Promueve una piel más suave y uniforme.



HYDRA FACIAL PLUS



Manípulos del nuevo HYDRA FACIAL PLUS




Manípulo de Paleta Fría/Caliente

- Función: Alterna entre frío y calor para relajar o tonificar la piel, según el objetivo del tratamiento.
- Beneficios:
 - Modo caliente: Abre poros, mejora la circulación y prepara la piel para una mejor absorción de productos.
 - Modo frío: Cierra poros, reduce inflamación y calma la piel después de tratamientos intensivos.

Manípulo de Hidroabrador

- Función: Limpia y exfolia la piel utilizando una combinación de succión y soluciones especializadas.
- Beneficios:
 - Elimina células muertas y limpia profundamente los poros.
 - Hidrata la piel al mismo tiempo que realiza la exfoliación.
 - Ideal para preparar la piel antes de tratamientos específicos.



Manípulo de Ultrasonido

- Función: Utiliza ondas ultrasónicas para aumentar la absorción de productos activos en la piel.
- Beneficios:
 - Potencia los efectos de los sueros y cremas aplicados durante el tratamiento.
 - Promueve la regeneración celular y mejora la textura de la piel.
 - Ideal para tratar piel seca o deshidratada.

Manípulo de Radiofrecuencia Facial

- Función: Genera ondas de radiofrecuencia que calientan las capas profundas de la piel para estimular la producción de colágeno.
- Beneficios:
 - Reafirma la piel y mejora su elasticidad.
 - Reduce líneas finas, arrugas y flacidez.
 - Mejora la apariencia general del rostro con sesiones continuas.



HYDRA FACIAL PLUS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Pantalla táctil:** 10 pulgadas.
- **Manípulos:** 8 manípulos especializados.
- **Contenedores:** 4 (A,B,C y D)
- **Analizador computarizado de piel:**
Capacidad de evaluación detallada en tiempo real.
- **Analizador de piel con IA:** Opcional para diagnósticos más avanzados.
- **Sistema operativo:** Android.
- **Voltaje:** 220V 50/60Hz